

3 | hotbond® zircon

3.1 | Zirkoniumdioxid-Lötung

Zirkoniumdioxid – Lötung vor der Keramik- und Kompositverblendung. Glaslot zum Verbinden von Zirkoniumdioxidelementen. Speziell auf den WAK-Wert des Zirkoniumdioxids abgestimmtes transparentes Keramiklot zum Löten von zwei oder mehreren Zirkoniumdioxidteilen.



- Kreativität und Wertschöpfung verbleiben im Dentallabor
- Anwendbar für alle Frässysteme
- Erstellung von Brückengerüsten im Segmentverfahren, dabei keine Limitierung durch Blankgrößen
- Gefügte Brückengerüste weisen eine 3-Punkt Biegefestigkeit von mind. 900 MPa aus
- Anwendung im okklusalen und interdentalen Bereich
- Spannungsfreie Ergebnisse auch in der Stegtechnik im Segmentverfahren (Bild oben)

Eröffnet
ungeahnte
Gestaltungsmöglichkeiten

DENTAL BALANCE
ist exklusiver Vertriebspartner von

 hotbond®

DENTAL
BALANCE

Robert-Bosch-Straße 9 a · 23909 Ratzeburg
Telefon +49 (0) 4541.206 09 80
Fax +49 (0) 4541.206 09 81
info@dental-balance.eu

www.dental-balance.eu